



www.woute

SPRAY SAFE

SOLUTIONS AUTOMATIQUES DE DÉSINFECTION

POUR CADDIES, PANIERS, BAGAGES, COLIS...

RASSURER VOS CLIENTS

UNE SOLUTION AGRÉÉE (SPF SANTÉ)

UN PROCESS RAPIDE (5 SECONDES)

ÉCONOME EN LIQUIDE (4ML/CLIENT)

100% AUTOMATIQUE (AUTONOME)



UNE SOLUTION «MADE IN BELGIUM»



PLUS DE 30 ANS D'EXPÉRIENCE
DES SOLUTIONS FIABLES



UNE SOLUTION «MADE IN BELGIUM»

Fort d'une expérience de plus de 30 ans dans le développement de solutions de pulvérisation pour le secteur industriel, Wouters Tecnohub met son savoir-faire au service de la lutte contre le COVID-19.

Nous avons développé des systèmes de désinfection automatiques pour caddies, paniers, colis et bagages par nébulisation d'un liquide hydroalcoolique au travers de rampes de pulvérisation.

Ceci permet d'appliquer une fine couche uniforme de liquide désinfectant partout sur les surfaces à désinfecter sans aucune intervention manuelle.

RASSURER VOS CLIENTS ET VOTRE PERSONNEL

SOLUTIONS AUTOMATIQUES DE DÉSINFECTION

POUR CADDIES, PANIERS, BAGAGES, COLIS...

UNE SOLUTION AGRÉÉE ET RECONNUE

Nos portiques sont reconnus et autorisés par le SPF Santé (processus de désinfection).

Notre liquide de désinfection est agréé par le SPF Santé (article 55(1) BPR).

Nos portiques sont certifiés CE.

Notre société est certifiée ISO 9001.

UN PROCESS RAPIDE PAS DE FILE D'ATTENTE

Nos portiques sont très simples d'utilisation et ne demandent aucun contact avec la machine.

Le temps de passage (mains et caddies) est de +/- 6 secondes/client. La pulvérisation ne prend que 0.4 seconde.

UNE SOLUTION TRÈS ÉCONOME

Nos portiques sont autonomes et ne demandent aucune intervention (économie de frais de personnel).

Ils ne consomment que très peu de liquide désinfectant (4 ml/client).

Plus besoin de papier...

UN PORTIQUE 100% AUTOMATIQUE

Nos portiques sont 100% automatiques, tant pour la désinfection des mains que celle du caddie.

Tout le processus est géré par des cellules de détection, donc pas de contact entre le client et la machine.

Autonomie en liquide de plus d'un mois.



DÉSINFECTION DE CADDIES



UNE SOLUTION SELF-SERVICE
QUI RASSURE LES CLIENTS

SOLUTION COMPLÈTE

DÉSINFECTION DES MAINS ET DU CADDIE



UNE UTILISATION SIMPLE ET INTUITIVE

5 SECONDES PAR CLIENT

ÉTAPE 1 DÉSINFECTION DU CADDIE

Le client introduit le caddie sous le portique et passe sur le côté.

Le processus de désinfection s'actionne automatiquement par cellule de détection.

ÉTAPE 2 DÉSINFECTION DES MAINS

Le client se désinfecte les mains en les présentant sous le pulvérisateur.

La pulvérisation s'enclenche automatiquement par cellule de détection.


ÉTAPE 3 RÉCUPÉRATION DU CADDIE

Le client récupère son caddie désinfecté à l'arrière du portique.

Pas de croisement des clients, le processus se fait en ligne tout simplement.

QUELQUES RÉFÉRENCES





QUELQUES RÉFÉRENCES



QUELQUES
RÉFÉRENCES





UNE SOLUTION «MADE IN BELGIUM»

CONCEPTION ET FABRICATION
EN NOS ATELIERS





UN PORTIQUE DESIGN ET COMPACT

UN PORTIQUE ROBUSTE ET FIABLE
POUR UNE UTILISATION EXTÉRIEURE
OU INTÉRIEURE (TOLERIE INOX 304)

UN PORTIQUE AUX COULEURS
DE VOTRE ENSEIGNE

POSSIBILITÉ DE PLACER VOTRE LOGO SUR LE PORTIQUE

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES



Dimensions - Poids :	Largeur : 170cm - Longueur : 85cm - Hauteur : 145cm - Poids : 120 kgs
Garantie :	12 mois
Consommation de liquide :	Ajustable (+/- 4 ml./caddie et mains (pulvérisation de 2 fois 0.2 secondes) - +/- 40.000 clients avec 1 fût de 200L.)
Alimentation électrique :	230V - 5 amp. (1 câble de 5 mètres est fourni avec le portique (possibilité de longueur sur mesure sur demande))
Liquide pulvérisé :	Liquide hydro-alcoolique à base d'Ethanol (70%) et d'eau distillée (30%) - Agréé par le SPF Santé Ref : WTHA-70 en fûts de 60 litres, 100 litres, 200 litres ou jerricanes de 20 litres
Référence article :	A203982

UNE SOLUTION ADAPTÉE POUR CHAQUE POINT DE VENTE

POUR LES PANIERS
ET LES MAINS

POUR LES CADDIES, PANIERS
ET LES MAINS


DÉSINFECTION
DE SURFACE



DÉSINFECTION SUR MESURE



SOLUTIONS AUTOMATIQUES
DE DÉSINFECTION DE COLIS,
PALETTES, CHARIOTS...

NOUS DEVELOPPONS DES
SOLUTIONS SUR MESURE EN
FONCTION DE VOS BESOINS



DÉSINFECTION POUR AEROPORTS

SOLUTIONS AUTOMATIQUES
DE DÉSINFECTION DE BAGAGES
OU DE BACS EN PLASTIQUES
SUR CONVOYEURS



CE



LIQUIDE HYDROALCOOLIQUE À NÉBULISER

AGRÉÉ PAR LE SPF SANTÉ
(ARTICLE 55 (1) BPR)

Afin d'assurer une parfaite désinfection avec nos portiques, nous avons développé notre propre liquide hydro-alcoolique.

MADE IN BELGIUM

Liquide hydro-alcoolique à base d'éthanol 70% et d'eau distillée 30%

Agréé par le SPF Santé (article 55 (1) BPR)

Ref : WTHA-70

Disponible en fûts de 60 litres, 100 litres, 200 litres
ou jerricanes de 10 litres ou IBC 1000 litres.



WOUTERS-TECNOLUB

Zoning Industriel des Plénesses | rue de l'Avenir, 14
B-4890 Thimister-Clermont - Belgium

+32 (0)87 33 17 07

info@wouters-tecnolub.com

AD

Wt
wouters**tecnolub**

www.wouters-tecnolub.com